

平成 29 年 3 月 24 日

お取引先様 各位

新型モノポーラ電極 販売開始のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

エリクエンスのモノポーラ電極に、新たな商品が加わりましたのでご案内を申し上げます。今後とも変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

ST-B2



ST-W



ST-L5



ST-S



ST 電極（4 種類）		1 本入 1 箱 標準価格 11,500 円
ST-B2	ST ボール電極 滅菌済/1 本入, 2mm ボール_3.2cm 有効シャフト軸/六角型	
ST-W	ST ワイヤ電極 滅菌済/1 本入, 4.0cm 有効シャフト軸/六角型	
ST-L5	ST ループ電極 滅菌済/1 本入, 6mm ループ_3.6cm 有効シャフト軸/六角型	
ST-S	ST ブレード電極 滅菌済/1 本入, 4.2cm 有効シャフト軸/六角型	

3 FHPB/D 専用ハンドピース



専用ハンドピース		10 本入 1 箱 標準価格 45,000 円
3 FHPB/D	SMAX_フィンガースイッチハンドピース (滅菌済/10 本入) 3 モード切替ボタン式/六角型	

接続口六角型に変わりました新仕様の専用ハンドピースに接続してご使用ください。

本品に関するお問い合わせにつきましては、下記までご連絡下さいませ。