

elliquence-Japan エリクエンス-ジャパン

平成 29 年 10 月 30 日

お取引先様 各位

ST ブレード電極 滅菌方法変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、エリクエンス社製 ST ブレード電極の滅菌方法が変更になりますのでご案内を申し上げます。

なお、製品仕様・価格・パッケージ等、滅菌方法以外の項目に変更はありません。

今後とも変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具



1. 変更対象商品

ST 電極	1本入1箱 標準価格 11,500 円
	ST ブレード電極 滅菌済/1 本入, 4.2cm 有効シャフト軸/六角型

2. 変更内容

γ 滅菌から EO 滅菌へ変更します。

3. 商品外装（見本）

旧	新
	
 滅菌済シール：赤色（γ）	 滅菌済シール：緑色（EO）

本品に関するお問い合わせにつきましては、下記までご連絡下さいませ。

株式会社 elliquence-Japan< エリクエンス - ジャパン > 〒530-0043 大阪市北区天満 2-7-22

TEL : 06-6882-0565 FAX : 06-6882-0564 www.elliquence.jp

未来が変わる。日本が変わる。